





LIPPO-LINE

VETEMENTS DE COMPRESSION



LA MELLEURE SOLUTION POUR LES SOINS POST-OPERATOIRES

TABEAU DE CONVERSION



Pour les autres vêtements

(vêtements pour le visage, bras contenseurs mammaires), merci de vous référer à la notice d'utilisation ou sur numero de téléphone

For other garments

(garments for the face, the arms, srabiliser bands), please refer to the instructions for telephone number

COMMENT MESURER

Taille	Tour de bassin Order size (frensh size)
1	84/90
2	91/95
3	96/103
4	104/111
5	112/121
6	122/134
7	135/147
8	148/160
9	161 / 173
10	174 / 186

FR: Vêtements compressif post-opératoires


Indications: contention de l'œdème post-opératoire suite à une chirurgie esthétique ou plastique (liposuccion, lifting, chirurgie mammaire)

EN: post-operative compression graments

Indications: support of postoperative oedema following aesthetic or plastic surgery (liposuction, face lift, breast surgery).

Taille pour les soutiens gorge

Taille à commander	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Pli sous mammaire (en cm)	63/67	68/72	73/77	78/82	83/87	88/92	93/97	98/102	103/107
Bonnet B	79/81	84/86	89/91	94/96	99/101	104/106	109/111	114/116	119/121
Bonnet C	81/83	86/88	91/93	96/98	101/103	106/108	111/113	116/118	121/123
Bonnet D	83/85	88/90	93/95	98/100	103/105	108/110	113/115	118/120	123/125



Taille pour les Brassières (cm)

Taille	Tour de bras	Tour en-dessous de co
1	26-27	21-22
2	28-29	23-24
3	30-31	25-26
4	32-34	27-28
5	35-37	29-31
6	38-40	32-34
7	41-43	35-37

ENTRETIEN

Afin de préserver toutes ses qualités, il est conseillé de laver votre vêtement à la main dans une eau tiède (30°C) un savon neutre (hypoallergénique) et de le laisser sécher de manière naturelle, en évitant la proximité des sources de chaleur et l'exposition au soleil.

Fabriqué par : Medora

63, Av.H.Bourguiba, LeParnasse 4e étage
B401 - Tunis 1000

GSM : 00216 98 724 916

E-mail : tunisia@medoragroup.com



NE PAS UTILISER
DE SÈCHE-LINGE



NE PAS NETTOYER A SEC



NE PAS REPASSER



NE PAS BLANCHIR



SOUTIEN GORGE AVEC
CONTENSEUR



BRASSIERE



GAINE
ABDOMINOPLASTIE



GAINE ABDOMINOPLASTIE
AVEC DOS



PANTY HAUT COURT



PANTY HAUT LONG



PANTY
HAUT CHEVILLES



PANTY HAUT COURT
ET DOS




PANTY HAUT LONG
ET DOS



PANTY HAUT CHEVILLE
ET DOS



PANTY HAUT COURT
LIPOFILLING



PANTY HAUT LONG
LIPOFILLING




PANTY HAUT CHEVILLES
LIPOFILLING




PANTY HAUT COURT AVEC
BRASSIERE




PANTY HAUT LONG AVEC
BRASSIERE



PANTY HAUT COURT LIPOFILLING
AVEC BRASSIERE



PANTY HAUT LONG LIPOFILLING
AVEC BRASSIERE



PANTY HAUT CHEVILLE LIPOFILLING
AVEC BRASSIERE



ORTHESES POUR VISAGE



MENTONNIERE



VETEMENTS POUR HOMME



GILET HOMME COURT



GILET HOMME LONG



BODY HOMME COURT



COMBINAISON BOXER



PANTY HAUT COURT
HOMME



GAINE ABDOMINALE
POUR HOMME